

Chaque pèse personne de notre gamme est équipé d'un système de compensation de mouvements, idéal pour les personnes ayant une mobilité réduite. Son large plateau facilitera la mise en position de tous vos patients. La poignée au dos de l'indicateur permet un transport aisé. Les roulettes sur les modèles Eden et Etel faciliteront ce déplacement sans effort.

Homologué en métrologie légale **M** Classe **III** - Garantie 2 ans.

Dispositif médical 93/42/CEE.

« EBEN »


LES + PRODUIT :

- Léger
- Poignée de transport
- Utilisation simplifiée
- Stable grâce à ses pieds réglables.



H 151-008

« ETEL »



H 151-005

« EDEN »

FONCTIONS :

- On/Off, Tare, IMC
- Poids gelé : reste affiché pour une meilleure lecture
- Compensateur de mouvements
- Extinction automatique et manuelle
- Alimentation : Piles alcalines ou secteur (piles et bloc secteur fournis)

LES + PRODUIT :

- Déplacement aisé grâce à ses deux roulettes
- Indicateur à la hauteur des yeux
- Poignée de transport intégrée à la colonne



H 151-006

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRÉCISION (échelon)	POIDS	DIMENSIONS Plateau (mm)	DIMENSIONS hors tout (mm)
H 151-008	250 kg	100 g	7.5 kg	L 372 X P 372 X H 80	L 372 x P 372 x H 560
H 151-005	250 kg	100 g	9.8 kg	L 372 X P 372 X H 80	L 372 X P 500 X H 124
H 151-006	250 kg	100 g	9.7 kg	L 372 X P 372 X H 80	L 372 X P 500 X H 124

Conforme aux directives Européennes CE.

abilanx

Tél. : (+33) 02 97 63 70 46

contact@abilanx.com

Fax : (+33) 02 97 63 74 90

www.abilanx.com

