



Spengler

FABRICANT FRANÇAIS  
DEPUIS 1907



H

# BLOC OPÉRATOIRE

Une gamme Hospitalière destinée au bloc opératoire, composée de garrots électroniques, et de brassards de garrots.

Les derniers modèles de garrots, simple ou double voies de la série 800 sont des appareils de haute technologie destinés à créer et maintenir l'hémostase en chirurgie orthopédique, chirurgie de la main et chirurgie plastique.



CE  
0413  
Classe IIa

## Simple voie 800-20

- 1 voie
- Écran tactile sans bouton
- Écran LCD rétroéclairé pour une lecture précise
- Interface utilisateur intuitive et facile à utiliser
- Auto test lors du démarrage
- Facile à nettoyer
- Paramètres personnalisables
- Pression du brassard : 50-550 mmHg
- Type de raccord brassard : CPC
- Imprimante adaptable externe (en option)
- Poids : 2,5 kg
- Dimensions : 195 x 200 x 145 mm

2 ANS  
GARANTIE

### DÉSIGNATION

Garrot électronique 800-20 (avec batterie)

### RÉFÉRENCE

552 880



CE  
0413  
Classe IIa

## Double voie 800-40

- 2 voies
- Écran tactile sans bouton
- Écran LCD rétroéclairé pour une lecture précise
- Interface utilisateur intuitive et facile à utiliser
- Auto test lors du démarrage
- Facile à nettoyer
- Paramètres personnalisables
- Pression du brassard : 50-550 mmHg
- Type de raccord brassard : 2 x CPC
- Imprimante adaptable externe (en option)
- Poids : 2,5 kg
- Dimensions : 195 x 200 x 145 mm

2 ANS  
GARANTIE

### DÉSIGNATION

Garrot électronique 800-40 (avec batterie)

### RÉFÉRENCE

552 881



A



B



C

STERILE EO  
CE  
1023  
Classe Is

## Brassards stériles à usage unique

(Vendus en carton de 10 unités)

### A Simples, à usage unique

	LONGUEUR TOTALE (CM)	LARGEUR (CM)	COULEUR	RÉF.
Brassards	20	10	Bleu ciel	552 890
	30	8	Violet	552 891
	38	10	Gris	552 892
	46	10	Rouge	552 893
	61	10	Jaune	552 894
Cuisseards	76	13	Blanc	552 895
	86	13	Bleu	552 896
	97	13	Bleu/Vert sarcelle	552 897
	109	13	Vert	552 898

### B Simples coniques, à usage unique

	LONGUEUR TOTALE (CM)	LARGEUR (CM)	COULEUR	RÉF.
Brassards	61	10	Rouge	552 900
	76	10	Jaune	552 901
	86	11	Bleu	552 902
	109	13	Vert	552 903

- Procédé de stérilisation par Oxyde d'éthylène
- Tubulure 2 m long en TPE
- Coniques & standard
- Ne contient pas de latex
- Large gamme de dimensions

### C Doubles, à usage unique

	LONGUEUR TOTALE (CM)	LARGEUR (CM)	COULEUR	RÉF.
Brassards	25	5	Bleu ciel	552 904
	36	10	Mauve	552 905
	51	15	Bleu nuit	552 906
	66	15	Orange	552 907
Cuisseards	81	15	Marron	552 908

- Codes couleur d'identification
- Système anti-pli
- Raccord CPC mâle standard
- Matière douce
- Facile à installer



A



B

CE

## Brassards autoclavables

### A Simples, autoclavables

	LONGUEUR TOTALE (CM)	LARGEUR (CM)	RÉF.
Brassards	39	4	552 800
	47	6	552 801
	51	10	552 802
	53	8	552 803
	65	12	552 804
Cuissards	78	12	552 805
	86	14	552 806
	93	13	552 807
	102	13	552 808
	126	13	552 809

- Pour la chirurgie orthopédique et traumatologique.
- Poche en silicone extra longue.
- Large gamme de dimensions en brassards simples ou doubles.

### B Doubles, autoclavables

	LONGUEUR TOTALE (CM)	LARGEUR (CM)	RÉF.
Brassards	31	7	552 816
	41	7	552 810
	46	10	552 817
	50	10	552 811
	67	17	552 812
Cuissards	82	17	552 813
	100	17	552 814
	125	17	552 815

- Les deux modèles sont lavables et stérilisables.
- Pas de risque d'allergie au latex.
- Velcro et sangle de serrage en nylon afin d'augmenter la sécurité.



CE

## Système de brassards "Roll-on"

Le brassard "roll-on" est un système complet permettant l'exsanguination des membres pendant les interventions chirurgicales, sans effusion de sang. Le système est efficace, simple et sûr à utiliser et ne nécessite ni électricité ni air comprimé.

Domaines d'application :

- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie veineuse
- Chirurgie des jambes et des bras
- Soins d'urgence

CIRCONFÉRENCE DES MEMBRES	RÉFÉRENCE
25-31 cm	552 785
30-38 cm	552 786
37-46 cm	552 787
45-56 cm	552 788
55-65 cm	552 789
64-80 cm	552 790



C



D

CE  
0459  
Classe I (fm)



E



F



G



H

## Accessoires "Roll-on"

### C Pompe de décompression

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Pompe de décompression	552 791

### D Manomètre Lian® Nano

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Manomètre Lian® Nano	310 065

### E Cale pour brassard Roll-on

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Cale pour brassard Roll-on	552 793

### F Mètre ruban

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Mètre ruban	552 794

### G Tubulure et aiguille

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Tubulure et aiguille pour brassard Roll-on	552 795

### H Mallettes brassards Roll-on

#### Mallette brassards Roll-on Standard

Le set contient :  
1 brassard 25-31 cm, 1 brassard 30-38 cm, 1 brassard 37-46 cm, 1 brassard 45-56 cm, 1 brassard 55-65 cm, 2 cales pour brassard, 1 tubulure et aiguille, 1 mètre ruban, 1 manomètre Lian® Nano et 1 pompe de décompression.

#### Mallette brassards Roll-on Spécial jambes

Le set contient :  
1 brassard 30-38 cm, 1 brassard 37-46 cm, 1 brassard 45-56 cm, 1 brassard 55-65 cm, 1 brassard 64-80 cm, 2 cales pour brassard, 1 tubulure et aiguille, 1 mètre ruban, 1 manomètre Lian® Nano et 1 pompe de décompression.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Mallette brassards Roll-on Standard	552 797
Mallette brassards Roll-on Spécial jambes	552 798



## Accessoires pour garrots électroniques

### A Socle à roulettes avec panier pour garrot série 800

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Socle à roulettes avec panier pour garrot série 800	551 513-

### B Pince pour pied à sérum/socle à roulettes

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Pince pour pied à sérum/socle à roulettes	552 626

### C Imprimante pour garrot série 800

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Imprimante pour garrot série 800	552 885
Platine pour imprimante	317 009

### D Rouleau de papier pour imprimante garrot 800

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Rouleau de papier pour imprimante garrot 800	552 886

### E Tubulure spirale équipée de raccords CPC mâle et femelle

COULEUR	RÉFÉRENCE
Bleu	552 913
Rouge	552 923

### F Tubulure spirale équipée de raccords CPC mâle et d'adaptateur Luer Lock femelle

COULEUR	RÉFÉRENCE
Bleu	552 912
Rouge	552 922

## Pièces détachées pour garrots électroniques



CE

### Brassard simple

	Poche silicone autoclavable		Brassard seul	
	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
Nourrisson	22 x 2 cm	552 820	39 x 4 cm	552 840
Enfant	30 x 4 cm	552 821	47 x 6 cm	552 841
Bras adulte spécial	33 x 8 cm	552 822	50 x 9 cm	552 842
Bras adulte normal	35 x 6 cm	552 823	53 x 8 cm	552 843
Bras adulte conique	47 x 9 cm	552 824	65 x 12 cm	552 844
Cuisse conique	59 x 9 cm	552 825	78 x 12 cm	552 845
Cuisse conique L	68 x 11 cm	552 826	86 x 14 cm	552 846
Cuisse conique L+	74 x 9 cm	552 827	93 x 13 cm	552 847
Cuisse conique XL	84 x 9 cm	552 828	102 x 13 cm	552 848
Cuisse conique XXL	107 x 9 cm	552 829	126 x 13 cm	552 849



CE

### Brassard double

	Poche silicone autoclavable			Brassard seul	
	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	TUBE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
Nourrisson	22 x 2 cm	552 830	Bleu	41 x 7 cm	552 850
	20 x 2 cm	552 860	Rouge		
Enfant	30 x 4 cm	552 831	Bleu	50 x 10 cm	552 851
	29 x 4 cm	552 861	Rouge		
Bras adulte conique	47 x 6 cm	552 832	Bleu	67 x 17 cm	552 852
	44 x 6 cm	552 862	Rouge		
Bras adulte conique L	62 x 6 cm	552 833	Bleu	82 x 17 cm	552 853
	58 x 6 cm	552 863	Rouge		
Cuisse conique	81 x 6 cm	552 834	Bleu	100 x 17 cm	552 854
	76 x 6 cm	552 864	Rouge		
Cuisse conique L	110 x 6 cm	552 835	Bleu	125 x 17 cm	552 855
	105 x 6 cm	552 865	Rouge		