



PROTECTIONS GAMME MATELAS

Supports statiques **SYSTEM®**

Supports motorisés **SYSTEM®** by **stryker®**



TYPE DE PROTECTION

| | POLYFILM® | POLYMAILLE® | POLYMAILLE® HD | P.U. | Technologie AG2+ | EOLE™ 20 cm d'air |
|--------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|---|
| Composition | Film de Polyuréthane hyper-extensible (800 % d'allongement à la rupture). | Enduction Polyuréthane | Enduction Polyuréthane | Enduction Polyuréthane | Enduction Polyuréthane traité avec la technologie Argent Ag2+ | Enduction polyuréthane traité avec la technologie Argent Ag2+ |
| Type | Alèse ou drap housse | Housse intégrale | Housse intégrale | Housse intégrale | Housse intégrale | Housse intégrale |
| Usage (MAD/COLL.) | | | | | | |

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAU

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|-----------------------|
| Anallergique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antibactérien | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (y compris MSRA) | ✓ (y compris MSRA) |
| Antimicrobien | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antifongique | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Traitement ions argent | | | | | ✓ | ✓ |
| Bi-extensibilité | ++ | + | ++ | + | ++ | ++ |
| Respirabilité | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |

CARACTÉRISTIQUES CONFECTION

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|-------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|
| Mode d'assemblage | Couture | Couture | Soudure + couture | Couture | Couture | Couture |
| Base anti dérapante | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| Nombre de compartiments | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Ouverture | | 3 côtés | 3 côtés | Les 2 compartiments : 3 côtés | Compartiment supérieur : totale sur 4 côtés Compartiment inférieur : 3 côtés | Coiffe : totale sur 4 côtés |
| Sangle intégrée | | | | | ✓ | ✓ |
| Boutons pression | | | | 4 | 6 | |

ENTRETIEN & DÉSINFECTION

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| Lavage | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

| | |
|---------------------|--|
| Désinfection | Par produit de pulvérisation à froid (ammonium quaternaire - glutaraldéhydes...) |
|---------------------|--|

Adapté MAD

Adapté COLLECTIVITÉS

Adapté COLLECTIVITÉS



GAMME **SYSTEMAM**

| CARACTÉRISTIQUES MATELAS | | | | | RÉFÉRENCES PROTECTIONS CORRESPONDANTES | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------|--|-----------------------|------------------------------|--|
| Réf. Matelas | Dim. couchage | Haut. matelas | Modèle | Coins arrondis | Alèse Polyfilm* | Drap Housse Polyfilm* | Housse intégrale Polymaille* | Housse intégrale Polymaille* HD |
| P111M/P | 90 x 200 cm | 14 cm | Matelas Hébergement | ● | | P402PF | P452PM | |
| P101M/P | 90 x 200 cm | 17,5 cm | POLYPLOT® - 1 partie 17,5 cm | | P401PF | P402PF | P421PM | |
| P102M/P | 90 x 200 cm | 17,5 cm | POLYPLOT® - 1 partie 17,5 cm | | P401PF | P402PF | P421PM | |
| P101M/PL | 90 x 200 cm | 14 cm | POLYPLOT® - 1 partie 14 cm | ● | P401PF | P402PF | | |
| P102M/PL | 90 x 200 cm | 14 cm | POLYPLOT® - 1 partie 14 cm | ● | | | P452PM | P452PF |
| P102M/PL | 80 x 200 cm | 14 cm | POLYPLOT® - 1 partie larg. 80 | ● | | | P452PM80 | P452PF80 |
| P102M/PL | 100 x 200 cm | 14 cm | POLYPLOT® - 1 partie larg. 100 | ● | | | P452PM100 | |
| P102M/PL | 110 x 200 cm | 14 cm | POLYPLOT® - 1 partie larg. 110 | ● | | | P452PM110 | |
| P102M/PL | 120 x 200 cm | 14 cm | POLYPLOT® - 1 partie larg. 120 | ● | | | P452PM120 | |
| P102M/PL | 140 x 200 cm | 14 cm | POLYPLOT® - 1 partie larg. 140 | ● | | | P452PM140 | |
| P141M/M | 90 x 200 cm | 17,5 cm | POLYMULTI® - 3 parties | | P401PF | P402PF | P421PM | |
| P161M/O | 90 x 200 cm | 14 cm | VISCOFLEX® Standard | ● | | | P452PM | P452PF |
| P161M/OP | 90 x 200 cm | 14 cm | VISCOFLEX® Multiportance | ● | | | P452PM | P452PF |
| P161M/OH | 90 x 200 cm | 14 cm | VISCOFLEX® Heavy | ● | | | P452PM | |
| P161M/O | 90 x 190 cm | 14 cm | VISCOFLEX® Long. 190 | ● | | | P452PM190 | P452PF190 |
| P161M/O | 90 x 220 cm | 14 cm | VISCOFLEX® Long. 220 | ● | | | P452PM220 | |
| P161M/O | 70 x 200 cm | 14 cm | VISCOFLEX® larg. 70 | ● | | | P452PM70 | |
| P161M/O | 80 x 200 cm | 14 cm | VISCOFLEX® larg. 80 | ● | | | P452PM80 | P452PF80 |
| P161M/O | 100 x 200 cm | 14 cm | VISCOFLEX® larg. 100 | ● | | | P452PM100 | |
| P161M/O | 110 x 200 cm | 14 cm | VISCOFLEX® larg. 110 | ● | | | P452PM110 | |
| P161M/O | 120 x 200 cm | 14 cm | VISCOFLEX® larg. 120 | ● | | | P452PM120 | |
| P161M/O | 140 x 200 cm | 14 cm | VISCOFLEX® larg. 140 | ● | | | P452PM140 | |
| P161M/OK | 70 x 170 cm | 14 cm | VISCOFLEX® Kid Long. 170 | ● | | | P452PM170 | |
| P161M/OK | 80 x 160 cm | 14 cm | VISCOFLEX® Kid Long. 160 | ● | | | P452PM160 | |
| P161M/C | 90 x 200 cm | 14 cm | COMBIFLEX® Standard | | | | P451PM | |
| P161M/S | 90 x 200 cm | 6 cm | Surmatelas Standard | | | | P471PM | |
| P161M/OE | 90 x 200 cm | 14 cm | VISCOFLEX® Évolutif | ● | | | P462PM | |
| P161M/OR | 90 x 200 cm | 14 cm | VISCOFLEX® Air | ● | | | P462PM | |
| P161M/O2R | 90 x 200 cm | 14 cm | VISCOFLEX® Air + Air | ● | | | P462PM | |

GAMME **SYSTEMAM** by **stryker**

| CARACTÉRISTIQUES MATELAS | | | | RÉF. CORRESPONDANTES | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Réf. Matelas | Dim. couchage | Haut. matelas | Modèle | Coins arrondis | Housse intégrale P.U. | Housse intégrale AG2* |
| PSOF0001 | 90 x 200 cm | 16 cm | SOFCARE™ 840 | | 8POH15PU | |
| P1000002 | 90 x 200 cm | 18 cm | NOUVEAU P100™ | | 8POH15PU | 8POHAGE |
| PEOL0002 | 90 x 200 cm | 18 cm | EOLE™ | | 8POH15PU | 8POHAGE |
| PEOL0002120 | 90 x 200 cm | 18 cm | EOLE™ 120 cm | | | 8POHAGE120 |
| P1000DFNY | 90 x 200 cm | 25 cm | EOLE™ 20 cm d'air (partie supérieure) | | | 2871002000 |
| P1000DFNY | 90 x 200 cm | 25 cm | EOLE™ 20 cm d'air (partie inférieure) | | 2871003000 | |